

# TRAb ELISA

**REF KAPM3505**

Enzyme immunoassay for the determination  
of antibodies against TSH receptor  
in human serum



Medipan GmbH  
Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Germany  
Phone: +49 33708 4417 0  
Fax: +49 33708 4417 25  
[www.medipan.de](http://www.medipan.de)



DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgium  
Phone: +32 10 84 99 11  
Fax: +32 10 84 99 90  
[www.diasource-diagnostics.com](http://www.diasource-diagnostics.com)



## 1 Intended Purpose

The TRAb ELISA is a quantitative immunoassay for the determination of antibodies against Thyrotropin (TSH) receptor in human serum.

The TRAb ELISA is intended as an aid in the diagnosis of Graves' disease in conjunction with other clinical and laboratory findings.

The immunoassay is designed for manual professional *in vitro* diagnostic use.

## 2 Diagnostic Relevance

In contrast to thyrotoxicosis which is caused by thyroid autonomy, hyperthyroidism of Graves' disease is due to TSH receptor autoantibodies (TRAb). These autoantibodies mimic TSH effects on the thyroid cell and thus increase blood levels of T4 and T3. For this reason the measurement of these antibodies is valuable for the differential diagnosis of hyperthyroidism as well as for the follow-up of Graves' disease.

## 3 Test Principle

The competitive ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) is an immunoassay for the determination of specific antibodies. The strips of the microtiter plate are coated with test-specific antigens. If antibodies are present in the patient's sample, they bind to the antigens. A second biotinylated tracer antibody targets the remaining accessible binding sites of the coated antigen. Streptavidin conjugated with the enzyme peroxidase binds the immobilized biotinylated antibody. A colorless substrate is converted into the colored product by the peroxidase. The signal intensity of the reaction product is indirectly proportional to the antibody activity in the sample. After stopping

the signal intensity of the reaction product is measured photometrically.

## 4 Test Components

Component	Description
<b>Microtiter plate</b> <b>A MP</b> 1 piece	12 breakable microtiter strips (ready-to-use), 8 wells per strip, each well coated with recombinant human TSH receptor
<b>Calibrator</b> <b>1 – 5 CAL</b> 5 x 1.0 mL	Colored dilutions of human serum (ready-to-use; contains sodium azide) The antibody activities are indicated on the quality control certificate.
<b>Positive control</b> <b>P CONTROL +</b> 1 x 1.0 mL	Colored dilution of human serum (ready-to-use; contains sodium azide) The antibody activity is indicated on the quality control certificate.
<b>Incubation buffer</b> <b>H START</b> 1 x 15 mL	Solution (ready-to-use; contains sodium azide and ProClin 950)
<b>TSH-R antibody biotin</b> <b>G TRA-Biotin</b> 1 x 15 mL	Dilution of biotinylated TSH receptor antibody (ready-to-use; contains ProClin 950)
<b>Streptavidin-per-oxidase (SA-POD)</b> <b>D CONJ</b> 1 x 0.75 mL	Concentrated streptavidin conjugated to horseradish peroxidase (20x)
<b>Diluent for SA-POD</b> <b>J BUF D</b> 1 x 15 mL	Solution (ready-to-use; contains ProClin 950)
<b>Wash buffer</b> <b>B WASHB</b> 1 x 100 mL	Concentrated solution (10x; contains ProClin 950)
<b>Substrate</b> <b>E SUB</b> 1 x 15 mL	3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (ready-to-use)
<b>Stop solution</b> <b>F STOP</b> 1 x 15 mL	0.25 M Sulfuric acid (ready-to-use)
<b>Adhesive Foil</b> 2 pieces	-
<b>QC Certificate</b> 1 piece	-
<b>Instructions for Use</b> 1 piece	-

## 5 Materials required but not provided

- Common laboratory equipment
- Precision pipettes (5 – 1000 µL), multi-channel pipettes (100 – 1000 µL) and disposable pipette tips
- Graduated cylinders (100 – 1000 mL)
- Vortex mixer or other rotators
- Microtiter plate shaker
- Microtiter plate washer or wash comb
- Microtiter plate reader with optical filters for 450 nm and 620 nm or 690 nm
- Adsorbent paper or paper towel
- Distilled or de-ionized water

## 6 Storage and Stability

Upon receipt, all test components must be stored at 2 °C to 8 °C, preferably in the original kit box. If stored properly in their original containers, all components are stable until their expiry date.

## 7 General Information

This product is for *in vitro* diagnostic use only. The instructions for use must be carefully read before use. They are valid only for the present product with the given composition and must be strictly followed to ensure reliable test results. Deviations can lead to erroneous test results. Components must not be exchanged by test reagents of different lots or of other manufacturers.

Contamination of reagents must be avoided by use of aseptic techniques when removing aliquots from the vials. After use, reagent vials must be tightly closed with their corresponding caps. Cross-contamination of samples or reagents can lead to inconsistent test results and must be avoided by use of consistent pipetting techniques.

Exposure of reagents to strong light must be avoided throughout the entire test procedure and storage.

Insufficient washing will result in poor precision and elevated measurement signals. After each washing step any residual fluid has to be removed completely.

## 8 Preparation

### 8.1 Preparation of Reagents

All components including the microtiter plate must be brought to room temperature (RT: 18 °C to 25 °C) before use for at least 30 min. All liquid components must be mixed gently to ensure homogeneity.

#### 8.1.1 Microtiter Plate

The microtiter plate is sealed in an aluminium bag. Unused test strips should always be stored refrigerated and protected from moisture with the desiccant in the properly sealed aluminum bag. Carefully resealed, the test strips can be used for 8 weeks after opening.

#### 8.1.2 Calibrators

The calibrators are ready-to-use and must not be diluted any further. Calibrators must be used in each test run.

#### 8.1.3 Controls

The positive control is ready to use and must not be diluted any further. Controls must be used in each test run. Laboratories can also validate their own control samples and use them alternatively.

#### 8.1.4 Incubation Buffer

The incubation buffer is ready-to-use.

#### 8.1.5 TSH-R antibody biotin

The solution of the biotinylated antibody against the TSH receptor is ready-to-use.

#### 8.1.6 Streptavidin-peroxidase (D) and Diluent (J)

A sufficient amount of streptavidin-peroxidase solution must be prepared by diluting SA-POD concentrate (D) 1 + 20 (e. g. 0,5 mL SA-POD concentrate with 10,0 mL diluent for SA-POD (J)). The SA-POD solution prepared is stable up to 4 weeks at 2 °C to 8 °C.

#### 8.1.7 Wash Buffer

The wash buffer is concentrated and must be diluted 1:10 with distilled water before use (e. g. 100 mL + 900 mL). A sufficient amount of washing solution must be prepared. The diluted washing solution can be stored at 2 °C to 8 °C up to 30 days.

#### 8.1.8 Substrate

The substrate is ready-to-use. Exposure of the substrate solution to strong light should be avoided.

#### 8.1.9 Stop Solution

The stop solution is ready-to-use.

## 8.2 Preparation of Samples

### 8.2.1 Sample Material

The use of freshly collected serum from blood taken by venipuncture is recommended. The use of icteric, lipemic, hemolytic or bacterially contaminated samples should be avoided. Insoluble substances must be removed from the sample by centrifugation. Samples must not be thermally inactivated.

### 8.2.2 Sample Storage

Samples may be kept at 2 °C to 8 °C up to three days. Long-term storage requires -20 °C. Repeated freezing and thawing should be avoided. For multiple use, samples should be aliquoted and kept at -20 °C.

## 9 Test Performance

### 9.1 Pipetting Scheme

The following pipetting scheme is recommended:

	1	2	3	4
A	CAL 1	Sample 3		
B	CAL 2	Sample 4		
C	CAL 3	Sample 5		
D	CAL 4		...	
E	CAL 5		...	
F	P		...	
G	Sample 1		...	
H	Sample 2		...	

### 9.2 Procedure

The indicated incubation times and temperatures must be adhered to and significant time shifts during pipetting samples and reagents must be avoided. The microtiter plate should be shortly shaken after addition of reagents.

Step	Description
1. Addition of incubation buffer	Add 100 µL ready-to-use incubation buffer per well
2. Addition of calibrators, controls and undiluted samples	Add 100 µL ready-to-use calibrators, controls and undiluted samples per well and shake the plate shortly
3. Incubation	Cover the plate and incubate for 120 min. at RT while shaking at 500 rpm on a plate shaker
4. Wash cycle	Aspirate the solution and wash 3 times with 300 µL washing solution with at least 5 seconds soaking time each; dry by tapping the microtiter plate on a paper towel to remove any residual droplets
5. Addition of start reagent	Add 100 µL of TRA-biotin to each well
6. Incubation	Cover the plate and incubate for 20 min. at RT
7. Wash cycle	Aspirate the solution and wash 3 times with 300 µL washing solution with at least 5 seconds soaking time each; dry by tapping the microtiter plate on a paper towel to remove any residual droplets

8. Addition of conjugate	Add 100 µL of diluted SA-POD (prepared from D and J) to each well
9. Incubation	Cover the plate and incubate for 20 min. at RT
10. Wash cycle	Aspirate the solution and wash 3 times with 300 µL washing solution with at least 5 seconds soaking time each; dry by tapping the microtiter plate on a paper towel to remove any residual droplets
11. Addition of substrate	Add 100 µL ready-to-use substrate to each well
12. Incubation	Cover the plate and incubate for 20 min. in the dark at RT
13. Addition of Stop Solution	Add 50 µL ready-to-use stop solution to each well
14. Analysis	Read optical density (OD) at 450 nm versus 620 or 690 nm within 30 min. after stopping the reaction

### 9.3 Automation

Automated processing of the immunoassays must be performed analogous to manual use and validated by the user.

## 10 Test Evaluation

### 10.1 Metrological Traceability

The immunoassay is calibrated using the international WHO standard NIBSC code 08/204. Quantitative results are expressed in IU/L.

### 10.2 Quantitative Evaluation

For generation of a standard curve, the optical signals (optical density, OD) of the calibrators are plotted against their antibody activities and correlated by a 4-parameter logistic (4 PL) fit. Antibody activities of unknown samples can be derived directly from their optical signals by use of the generated standard curve.

### 10.3 Criteria of Validity

Test runs are only valid if the following criteria of validity are fulfilled:

- OD CAL 1 > CAL 2 > CAL 3 > CAL 4 > CAL 5
- OD CAL 1 > 1.2
- The positive control must be evaluated positive and present an antibody activity within the validity range indicated on the quality control certificate.

If these criteria are not met, the test is not valid and must be repeated.

### 10.4 Troubleshooting

In case of an invalid test run, the expiry dates and storage conditions, incubation times and temperatures, and precise calibration of all instruments used should be verified. If no reason for an invalid test run could be identified, please contact the supplier or manufacturer of the product.

### 10.5 Reference Ranges

The reference ranges are indicated below:

Interpretation	
Antibody activity < 1 IU/L	negative
Antibody activity 1.0 – 1.5 IU/L	borderline
Antibody activity > 1.5 IU/L	positive

As a result of different seroprevalences in individual regions, each laboratory should verify the reference ranges by own analysis and adapt, if necessary.

### 10.6 Interpretation of Test Results

A positive test result indicates the presence of specific antibodies. A negative result indicates the absence of specific antibodies, but does not exclude the possibility of an autoimmune reaction. In case of a borderline test result, a reliable evaluation is not possible.

### 10.7 Limitations of the Method

The interpretation of test results must always be considered in combination with the clinical picture of the patient. The diagnosis should not be based on the results of a sole diagnostic method. All clinical and laboratory findings should be evaluated to state a diagnosis. For confirmation, further investigations should be carried out.

## 11 Performance Characteristics

### 11.1 Analytical Performance Characteristics

#### 11.1.1 Precision

The precision of test results was assessed by the determination of the intra- and interassay variation by the analysis of multiple samples with different antibody activities.

	Intraassay Precision		Interassay Precision	
	OD	CV (%)	OD	CV (%)
Sample 1	1.259	3.7	1.181	6.6
Sample 2	0.817	5.4	0.780	5.8
Sample 3	0.538	6.0	0.510	6.4

#### 11.1.2 Measurement Range

Reliable accuracy, trueness, precision, linearity and recovery of test results have been observed within the measurement range of the assay from the LoQ to the upper calibrator in comprehensive studies. Samples with test results above the upper calibrator should be reported as >max. Samples with test results below the LoQ should be reported as <min. If test results above the upper calibrator are observed, the samples may be tested at a higher dilution. The resulting antibody activity must be multiplied with the additional dilution factor.

### 11.2 Diagnostic Performance Characteristics

#### 11.2.1 Diagnostic Sensitivity and Specificity

Sensitivity and specificity were assessed by the analysis of serum samples from 48 patients with Graves' disease and 77 samples from unselected blood donors.

Diagnostic Performance	
Sensitivity	95 %
Specificity	99 %

## 12 Warnings and Precautions

The product is designed exclusively for *in vitro* diagnostic use by qualified, authorized and trained personnel. All test components and human samples should be handled with care as potentially hazardous. Good laboratory practices (GLP) and all relevant regulations should be adhered to.

In case the product is damaged or product information including labelling is wrong or incorrect, please contact the manufacturer or supplier.

This product contains preparations of human and / or animal origin. Any material derived from human body fluids or organs used for the preparation of components were tested and found negative for HBsAg (Hepatitis B-Virus-surface Antigen) and anti-HIV as well as anti-HCV antibodies. However, all components and all patient samples should be handled as potentially hazardous in accordance with national laws and appropriate guidelines on biological safety.

As the product contains potentially hazardous materials, the following precautions should be followed: Do not smoke, eat or drink while handling kit material or samples. Avoid direct contact to kit material or samples by wearing protective gloves laboratory coat and safety glasses. Never pipette material by mouth. Wipe up spills promptly and wash the affected surface thoroughly with a decontaminant. Wash hands thoroughly after use.

Some of the reagents contain ProClin (< 1.0 %) as a preservative, may cause skin sensitization (H317) and must not be swallowed or allowed to come into contact with skin or mucosa (P280, P333+P313).

Some of the reagents contain sodium azide (< 0.1 %) as a preservative and must not be swallowed or allowed to come into contact with skin or mucosa. The possible formation of heavy metal azides in the drainage has to be prevented by sufficient rinsing with water.

The information in the safety data sheet on possible hazards, first aid measures, measures in the event of the unintentional release of large quantities, handling and storage, personal protective equipment, information on disposal as well as information on toxicology must be observed.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the member state in which the user and/or the patient is established.

## 13 Disposal

For decontamination and disposal the recommendations of the CDC as well as the relevant local and national environmental guidelines and regulations should be adhered to. Samples, potentially contaminated materials and infectious waste must be decontaminated, e.g. by autoclaving for 20 min. at 121 °C.

## 14 References

- Kakinuma A, Morimoto I, Kuroda T, Fujihira T, Eto S, McLachlan SM, and Rapoport B. Comparison of recombinant human thyrotropin receptors versus porcine thyrotropin receptors in the thyrotropin binding inhibition assay for thyrotropin receptor autoantibodies. Thyroid 1999, 9, 849 – 55.
- Kamijo K. TSH-receptor antibody measurement in patients with various thyrotoxicosis and Hashimoto's Thyroiditis: a comparison of two two-step assays, coated plate ELISA using porcine TSH-receptor and coated tube radioassay using human recombinant TSH-receptor. Endocrine J. 2003, 50, 113 – 6.
- Roggenbuck JJ, Veiczi M, Conrad K, Schierack P, Wunderlich G, Kotzerke J, Roggenbuck D, Zöphel K. A novel third-generation TSH receptor antibody (TRAb) enzyme-linked immunosorbent assay based on a murine monoclonal TSH receptor-binding antibody. Immunol. Res. 2018, 66, 768 – 76.

## 15 Symbols

	Manufacturer
	Distributor
	CE marking of conformity
	<i>In vitro</i> diagnostic medical device
	Catalogue number
	Unique device identifier
	Batch code
	Temperature limit
	Use-by date
	Consult instructions for use
	Contains sufficient for <n> tests
	Do not re-use
	Caution
	Warning
	Biological risk
	Keep away from sunlight
	Microtiter plate
	Calibrators
	Positive control
	Biotin complex
	Incubation buffer
	Diluent for start reagent
	Conjugate
	Diluent for conjugate
	Wash buffer
	Substrate
	Stop solution

## 16 Changes

Changes in current Instructions for Use	
Current Version	003/02.2023
Summary of Changes	Editorial changes; negative control removed from sections 8.1.3

## TRAb ELISA

**REF KAPM3505**

Inmunoensayo enzimático para la determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH en suero humano



Medipan GmbH  
Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Germany  
Phone: +49 33708 4417 0  
Fax: +49 33708 4417 25  
[www.medipan.de](http://www.medipan.de)



DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgium  
Phone: +32 10 84 99 11  
Fax: +32 10 84 99 90  
[www.diasource-diagnostics.com](http://www.diasource-diagnostics.com)



### 1 Uso previsto

El Medizym® T.R.A. human es un inmunoensayo cuantitativo para la determinación de anticuerpos contra el receptor de la tirotropina (TSH) en suero humano.

El Medizym® T.R.A. human está pensado como ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Graves en conjunción con otros hallazgos clínicos y de laboratorio.

El inmunoensayo está diseñado para uso manual por profesionales en el diagnóstico *in vitro*.

### 2 Relevancia del diagnóstico

A diferencia de la tirotoxicosis, causada por la autonomía tiroidea, el hipertiroidismo de la enfermedad de Graves se debe a los autoanticuerpos del receptor de TSH (TRA). Estos autoanticuerpos imitan los efectos de la TSH en la célula tiroidea y, por tanto, aumentan los niveles de T4 y T3 en sangre. Por esta razón, la medición de estos anticuerpos es valiosa para el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, así como para el seguimiento de la enfermedad de Graves.

### 3 Principio de la prueba

El ELISA competitivo (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) es un inmunoensayo para la determinación de anticuerpos específicos. Las tiras de la placa de microtitulación están recubiertas con antígenos específicos de la prueba. Si los anticuerpos están presentes en la muestra del paciente, se unen a los antígenos. Un segundo anticuerpo trazador biotinilado se dirige a los restantes sitios de unión accesibles del antígeno recubierto. La estreptavidina conjugada con la enzima peroxidasa se une al anticuerpo biotinilado inmovilizado. Un sustrato incoloro se convierte en el producto coloreado por la

peroxidasa. La intensidad de la señal del producto de la reacción es indirectamente proporcional a la actividad del anticuerpo en la muestra. Después de parar de la reacción, la intensidad de la señal del producto de reacción se mide fotométricamente.

### 4 Componentes de la prueba

Componente	Descripción
<b>Placa de microtitulación A MP</b> 1 pieza	12 tiras de microtitulación desprendibles (lista para usar), 8 pocillos por tira, cada pocillo recubierto con receptor de TSH recombinante humano
<b>Calibrador 1 - 5 CAL</b> 5 x 1,0 mL	Diluciones coloreadas de suero humano (listo para usar; contienen azida sódica) Las actividades de los anticuerpos se indican en el certificado de CC.
<b>Control positivo P CONTROL   +</b> 1 x 1,0 mL	Dilución coloreada de suero humano (listo para usar; contiene azida sódica) La actividad de los anticuerpos se indica en el certificado de CC.
<b>Tampón de incubación H START</b> 1 x 15 mL	Solución (listo para usar; contiene azida sódica y ProClin 950)
<b>Anticuerpo TRA-Biotina G TRA-Biotin</b> 1 x 15 mL	Dilución del anticuerpo contra el receptor de TSH biotinilado (listo para usar; contiene ProClin 950)
<b>Estreptavidina-peroxidasa (SA-POD) D CONJ</b> 1 x 0,75 mL	Estreptavidina concentrada conjugada con peroxidasa de rábano (20x)
<b>Diluyente para SA-POD J BUF D</b> 1 x 15 mL	Solución (listo para usar; contiene ProClin 950)
<b>Tampón de lavado B WASHB</b> 1 x 100 mL	Solución concentrada (10x; contiene ProClin 950)
<b>Sustrato E SUB</b> 1 x 15 mL	3,3',5,5'-Tetrametilbencidina (listo para usar)
<b>Solución de parada F STOP</b> 1 x 15 mL	Ácido sulfúrico 0,25 M (lista para usar)
<b>Película adhesiva</b> 2 piezas	-
<b>Certificado de CC</b> 1 pieza	-
<b>Instrucciones de uso</b> 1 pieza	-

### 5 Materiales requeridos pero no proporcionados

- Equipos de laboratorio comunes
- Pipetas de precisión (5 - 1000 µL), pipetas multicanal (100 - 1000 µL) y puntas de pipeta desechables
- Cilindros graduados (100 - 1000 mL)
- Mezclador de vórtice u otros rotadores
- Agitador de placas de microtitulación
- Lavador de placas de microtitulación o peine de lavado

- Lector de placas de microtitulación con filtros ópticos para 450 nm y 620 nm o 690 nm
- Papel absorbente
- Agua destilada o desionizada

## 6 Almacenamiento y estabilidad

Una vez recibidos, todos los componentes de la prueba deben almacenarse entre 2 °C y 8 °C, preferiblemente en su empaque original. Si se almacenan correctamente en sus empaques originales, todos los componentes son estables hasta su fecha de caducidad.

## 7 Información general

Este producto es para uso exclusivo en diagnóstico *in vitro*. Las instrucciones de uso deben leerse cuidadosamente antes del uso. Estas son válidas solo para el presente producto con la composición dada y deben seguirse estrictamente para garantizar resultados confiables de las pruebas. Las desviaciones pueden conducir a resultados erróneos. Los componentes no deben cambiarse por reactivos de otras pruebas de diferentes lotes o fabricantes.

Debe evitarse la contaminación de los reactivos mediante el uso de técnicas asépticas al extraer aliquotas de los viales. Tras su uso, los viales de reactivos deben cerrarse herméticamente con sus correspondientes tapones. La contaminación cruzada de muestras o reactivos puede generar resultados inconsistentes y debe evitarse mediante el uso de técnicas de pipeteo uniformes.

Debe evitarse la exposición a la luz intensa de los reactivos durante todo el procedimiento de la prueba y el almacenamiento.

Un lavado insuficiente dará lugar a una mala precisión y a elevadas señales de medición. Después de cada paso de lavado, cualquier líquido residual debe eliminarse por completo.

## 8 Preparación

### 8.1 Preparación de reactivos

Todos los componentes, incluida la placa de microtitulación, deben estar a temperatura ambiente (TA: 18 °C a 25 °C) antes de su uso durante al menos 30 min. Todos los componentes líquidos deben mezclarse suavemente para garantizar la homogeneidad.

#### 8.1.1 Placa de microtitulación

La placa de microtitulación está sellada en una bolsa de aluminio. Las tiras reactivas no utilizadas deben almacenarse refrigeradas y protegidas de la humedad con el desecante dentro de la bolsa de aluminio debidamente sellada. Las tiras reactivas bien selladas se pueden utilizar durante 8 semanas después de su apertura.

#### 8.1.2 Calibradores

Los calibradores están listos para usar y no deben diluirse. Los calibradores deben utilizarse en cada prueba.

#### 8.1.3 Controles

El control positivo está listo para usar y no debe diluirse más. Los controles deben utilizarse en cada prueba. El laboratorio también puede validar sus propias muestras de control y usarlas alternativamente.

#### 8.1.4 Tampón de incubación

El tampón de incubación está listo para usar.

#### 8.1.5 Anticuerpo TRA-Biotina

La solución del anticuerpo biotinilado contra el receptor de la TSH está lista para usar.

#### 8.1.6 Estreptavidina-peroxidasa (D) y diluyente (G)

Debe prepararse una cantidad suficiente de solución de estreptavidina-peroxidasa diluyendo el concentrado SA-POD (D) 1 + 20 (por ejemplo, 0,5 mL de concentrado SA-POD con 10,0

mL de diluyente para SA-POD (G). La solución SA-POD preparada es estable hasta por 4 semanas con una temperatura entre 2 °C a 8 °C.

#### 8.1.7 Tampón de lavado

El tampón de lavado está concentrado y debe diluirse 1:10 con agua destilada antes de su uso (por ejemplo, 100 mL + 900 mL). Debe prepararse una cantidad suficiente de solución de lavado. La solución de lavado preparada puede almacenarse entre 2 °C y 8 °C hasta por 30 días.

#### 8.1.8 Sustrato

El sustrato está listo para usar. Debe evitarse la exposición del sustrato a fuentes de luz intensa.

#### 8.1.9 Solución de parada

La solución de parada está lista para usar.

## 8.2 Preparación de las muestras

### 8.2.1 Material de muestra

Se recomienda el uso de suero recién extraído de sangre por punción venosa. Debe evitarse el uso de muestras ictericas, lipémicas, hemolíticas o contaminadas con bacterias. Las sustancias insolubles deben eliminarse de la muestra mediante centrifugación. Las muestras no deben ser inactivadas térmicamente.

### 8.2.2 Almacenamiento de muestras

Las muestras pueden conservarse entre 2 °C y 8 °C hasta por tres días. El almacenamiento a largo plazo requiere -20 °C. Debe evitarse la congelación y descongelación repetidas. Para uso múltiple, las muestras deben dividirse en aliquotas y conservadas a -20 °C.

## 9 Rendimiento de la prueba

### 9.1 Esquema de pipeteo

El siguiente esquema de pipeteo es recomendado:

	1	2	3	4
A	CAL 1	Muestra 3		
B	CAL 2	Muestra 4		
C	CAL 3	Muestra 5		
D	CAL 4		...	
E	CAL 5		...	
F	P		...	
G	Muestra 1		...	
H	Muestra 2		...	

### 9.2 Procedimiento

Deben respetarse los tiempos y temperaturas de incubación indicados, y deben evitarse significativos cambios de tiempo durante el pipeteo de muestras y reactivos. La placa de microtitulación debe agitarse brevemente después de agregar los reactivos.

Paso	Descripción
1. Adición del tampón de incubación	Agregue 100 µl de tampón de incubación listo para usar por pocillo
2. Adición de calibradores, controles y muestras	Agregue 100 µl de calibradores listos para usar, controles y muestras sin diluir por pocillo y agite la placa brevemente.
3. Incubación	Cubra la placa e Incube durante 120 min a TA mientras se agita a 500 rpm en un agitador de placas
4. Ciclos de lavados	Aspire la solución y lave 3 veces con 300 µl de solución de lavado con un

	tiempo de remojo de al menos 5 s cada uno; secar golpeando la placa de microtitulación sobre una toalla de papel para eliminar cualquier gota residual
5. Adición del reactivo de inicio	Agregue 100 µl de TRA-Biotina a cada pocillo
6. Incubación	Cubra la placa e Incube durante 20 min a TA
7. Ciclos de lavados	Aspire la solución y lave 3 veces con 300 µl de solución de lavado con un tiempo de remojo de al menos 5 s cada uno; secar golpeando la placa de microtitulación sobre una toalla de papel para eliminar cualquier gota residual
8. Adición del conjugado	Agregue 100 µl de SA-POD diluido (preparado a partir de D y J) a cada pocillo
9. Incubación	Cubra la placa e Incube durante 20 min a TA
10. Ciclos de lavados	Aspire la solución y lave 3 veces con 300 µl de solución de lavado con un tiempo de remojo de al menos 5 s cada uno; secar golpeando la placa de microtitulación sobre una toalla de papel para eliminar cualquier gota residual
11. Adición de sustrato	Agregue 100 µl de sustrato listo para usar en cada pocillo
12. Incubación	Cubra la placa e Incube durante 20 min en la oscuridad a TA
13. Adición de la solución de parada	Agregue 50 µl de solución de parada lista para usar en cada pocillo
14. Análisis	Lea la densidad óptica (DO) a 450 nm frente a 620 o 690 nm en 30 min después de detener la reacción

### 9.3 Automatización

El procesamiento automatizado de los inmunoensayos debe realizarse de forma análoga al uso manual y debe ser validado por el usuario.

## 10 Evaluación de la prueba

### 10.1 Trazabilidad metrológica

El inmunoensayo se calibra utilizando el estándar internacional de la OMS código 08/204. Los resultados cuantitativos se expresan en UI/L.

### 10.2 Evaluación cuantitativa

Para generar una curva de calibración, las señales ópticas (densidad óptica, DO) de los calibradores se representan frente a sus actividades de anticuerpos y se correlacionan mediante un ajuste logístico de 4 parámetros (4 PL). Las actividades de anticuerpos de muestras desconocidas pueden extrapolarse directamente de sus señales ópticas mediante el uso de la curva de calibración generada.

### 10.3 Criterios de Validez

Las pruebas son válidas solo si cumplen con los siguientes criterios de validez:

- OD CAL 1 > CAL 2 > CAL 3 > CAL 4 > CAL 5.
- OD CAL 1 > 1,2.
- El control positivo debe ser valorado como positivo y presentar una actividad de anticuerpos dentro del rango de validez indicado en el certificado de CC.

Si no se cumplen estos criterios, la prueba no es válida y debe repetirse.

### 10.4 Solución de problemas

En caso de una prueba no válida, se deben verificar las fechas de caducidad y las condiciones de almacenamiento, los tiempos y temperaturas de incubación y la calibración precisa de todos los instrumentos utilizados. Si no se pudo identificar el motivo de invalidez de la prueba, comuníquese con el proveedor o fabricante del producto.

### 10.5 Rangos de referencia

Los rangos de referencias son indicados continuación:

Interpretación	
Actividad de los anticuerpos < 1 UI/L	negativo
Actividad de los anticuerpos 1,0 - 1,5 UI/L	incierto
Actividad de los anticuerpos > 1,5 UI/L	positivo

Debido a las diferentes seroprevalencias en cada región, cada laboratorio debe verificar sus rangos de referencia mediante su propio análisis y adaptarlos, si es necesario.

### 10.6 Interpretación de los resultados de las pruebas

Un resultado positivo indica la presencia de anticuerpos específicos. Un resultado negativo indica la ausencia de anticuerpos específicos, pero no excluye la posibilidad de una reacción autoinmune. En caso de un resultado incierto de la prueba, no es posible una evaluación confiable.

### 10.7 Limitaciones del método

La interpretación de los resultados de las pruebas debe considerarse siempre en combinación con el cuadro clínico del paciente. El diagnóstico no debe basarse en los resultados de un único método diagnóstico. Todos los hallazgos clínicos y de laboratorio deben evaluarse para establecer un diagnóstico. Para confirmarlo, se deben realizar más investigaciones.

## 11 Características de rendimiento

### 11.1 Características de rendimiento analítico

#### 11.1.1 Precisión

La precisión de los resultados de la prueba se evaluó mediante la determinación de la variación intra- e inter-ensayo, mediante el análisis de múltiples muestras con diferentes actividades de anticuerpos.

	Precisión intraensayo		Precisión interensayo	
	DO	CV (%)	DO	CV (%)
Muestra 1	1,259	3,7	1,181	6,6
Muestra 2	0,817	5,4	0,780	5,8
Muestra 3	0,538	6,0	0,510	6,4

#### 11.1.2 Rango de medición

Se han observado exactitud, veracidad, precisión, linealidad y recuperación confiables de los resultados de las pruebas dentro del rango de medición del ensayo desde el LoQ hasta el calibrador superior en estudios exhaustivos. Las muestras con resultados por encima del calibrador superior deben informarse como >máx. Las muestras con resultados por debajo del LoQ deben informarse como <min. Si se observan resultados por encima del calibrador superior, las muestras pueden analizarse a una dilución más alta. La actividad de anticuerpos resultante debe multiplicarse por el factor de dilución adicional.

### 11.2 Características de rendimiento del diagnóstico

#### 11.2.1 Sensibilidad y especificidad diagnóstica

La sensibilidad y la especificidad se evaluaron mediante el análisis de muestras de suero de 48 pacientes con enfermedad

de Graves y 77 muestras de donantes de sangre no seleccionados.

Rendimiento del diagnóstico	
Sensibilidad	95 %
Especificidad	99 %

## 12 Advertencias y precauciones

El producto está diseñado exclusivamente para uso en diagnóstico *in vitro* por personal calificado, autorizado y capacitado. Todos los componentes de la prueba y las muestras humanas deben manipularse con cuidado, ya que son potencialmente peligrosos. Se deben cumplir las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y todas las reglamentaciones pertinentes.

En caso de que el producto esté dañado o la información del producto, incluido el etiquetado, sea errónea o incorrecta, póngase en contacto con el proveedor o fabricante.

Este producto contiene preparados de origen humano y/o animal. Cualquier material derivado de fluidos corporales humanos u órganos utilizados para la preparación de componentes, se analizó y resultó negativo para HBsAg (antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B) y anticuerpos anti-VIH y anti-VHC. Sin embargo, todos los componentes y todas las muestras de pacientes deben manipularse como potencialmente peligrosos de acuerdo con las leyes nacionales y las directrices adecuadas sobre seguridad biológica.

Dado que el producto contiene materiales potencialmente peligrosos, deben seguirse las siguientes precauciones: No fume, coma ni beba mientras se manipula el material del kit o las muestras. Evite el contacto directo con el material del kit o las muestras utilizando guantes de protección, bata de laboratorio y gafas de seguridad. Nunca pipetee el material con la boca. Limpie los derrames rápidamente y lave bien la superficie afectada con un descontaminante. Lávese bien las manos después de su uso.

Algunos de los reactivos contienen ProClin (< 1,0 %) como conservante, pueden causar sensibilización de la piel (H317) y no deben ser ingeridos ni deben entrar en contacto con la piel o las mucosas (P280, P333+P313).

Algunos de los reactivos contienen azida sódica (< 0,1 %) como conservante y no deben ser ingeridos ni permitirse que entren en contacto con la piel o las mucosas. La posible formación de azidas de metales pesados en el drenaje debe evitarse mediante un enjuague suficiente con agua.

Debe observarse la información de la ficha de datos de seguridad sobre posibles peligros, medidas de primeros auxilios, medidas en caso de liberación involuntaria de grandes cantidades, manipulación y almacenamiento, equipo de protección personal, información sobre desecho, así como información sobre toxicología.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto se comunicará al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

## 13 Desecho

Para la descontaminación y desecho deben cumplir las recomendaciones del CDC, así como las directrices y reglamentos medioambientales locales y nacionales pertinentes. Las muestras, los materiales potencialmente contaminados y los residuos infecciosos deben descontaminarse, por ejemplo, mediante autoclave durante 20 min a 121 °C.

## 14 Referencias

- Kakinuma A, Morimoto I, Kuroda T, Fujihira T, Eto S, McLachlan SM, and Rapoport B. Comparison of recombinant

human thyrotropin receptors versus porcine thyrotropin receptors in the thyrotropin binding inhibition assay for thyrotropin receptor autoantibodies. Thyroid 1999, 9, 849 – 55.

- Kamijo K. TSH-receptor antibody measurement in patients with various thyrotoxicosis and Hashimoto's Thyroiditis: a comparison of two two-step assays, coated plate ELISA using porcine TSH-receptor and coated tube radioassay using human recombinant TSH-receptor. Endocrine J. 2003, 50, 113 – 6.

- Roggenbuck JJ, Veiczi M, Conrad K, Schierack P, Wunderlich G, Kotzerke J, Roggenbuck D, Zöpfl K. A novel third-generation TSH receptor antibody (TRAb) enzyme-linked immunosorbent assay based on a murine monoclonal TSH receptor-binding antibody. Immunol Res. 2018, 66, 768 – 76.

## 15 Símbolos

	Fabricante
	Marcado CE de conformidad
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Número de catálogo
	Identificador único del dispositivo
	Código de lote
	Límite de temperatura
	Fecha de caducidad
	Consulte las instrucciones de uso
	Contiene suficiente para <n> pruebas
	No reutilizar
	Precaución
	Advertencia
	Riesgo biológico
	Mantenga alejado de la luz solar
	Placa de microtitulación
	Calibradores
	Control positivo
	Complejo de biotina
	Tampón de incubación
	Diluyente para el reactivo de inicio
	Conjugado
	Diluyente para el conjugado
	Tampón de lavado
	Sustrato
	Solución de parada

## 16 Cambios

Cambios en las actuales instrucciones de uso	
Versión actual	003/02.2023
Resumen de los cambios	Cambios editoriales; control negativo eliminado de las secciones 8.1.3

## TRAb ELISA

**REF KAPM3505**

Dosage immunoenzymatique pour la détermination des anticorps contre le récepteur de la TSH dans le sérum humain



Medipan GmbH  
Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Allemagne  
Téléphone : +49 33708 4417 0  
Fax : +49 33708 4417 25  
[www.medipan.de](http://www.medipan.de)



DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgique  
Téléphone : +32 10 84 99 11  
Fax : +32 10 84 99 90  
[www.diasource-diagnostics.com](http://www.diasource-diagnostics.com)



### 1 Objectif visé

Le test TRAb ELISA est un test immunologique quantitatif pour la détermination des anticorps contre le récepteur de la thyrotropine (TSH) dans le sérum humain.

Le test TRAb ELISA est destiné à aider au diagnostic de la maladie de Basedow en conjonction avec d'autres résultats cliniques et de laboratoire.

Le test immunologique est conçu pour un usage professionnel manuel de diagnostic *in vitro*.

### 2 Pertinence du diagnostic

Contrairement à la thyrotoxicose qui est due à l'autonomie de la thyroïde, l'hyperthyroïdie de la maladie de Basedow est due aux auto-anticorps du récepteur de la TSH (TRAb). Ces auto-anticorps miment les effets de la TSH sur la cellule thyroïdienne et augmentent ainsi les taux sanguins de T4 et de T3. C'est pourquoi la mesure de ces anticorps est précieuse pour le diagnostic différentiel de l'hyperthyroïdie ainsi que pour le suivi de la maladie de Basedow.

### 3 Principe du test

Le test ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) compétitif est un test immunologique pour la détermination d'anticorps spécifiques. Les bandes de la plaque de microtitration sont recouvertes d'antigènes spécifiques au test. Si des anticorps sont présents dans l'échantillon du patient, ils se lient aux antigènes. Un deuxième anticorps traceur biotinylé cible les sites de liaison accessibles restants de l'antigène enrobé. La streptavidine conjuguée à l'enzyme peroxydase se lie à l'anticorps biotinylé immobilisé. Un substrat incolore est converti en produit coloré par la peroxydase. L'intensité du signal du

produit de la réaction est indirectement proportionnelle à l'activité de l'anticorps dans l'échantillon. Après l'arrêt, l'intensité du signal du produit de la réaction est mesurée par photométrie.

### 4 Composants du test

Composant	Description
<b>Plaque de microtitration A MP</b> 1 pièce	12 barrettes de microtitration sécables (prêtes à l'emploi), 8 puits par voyage, chaque puits étant recouvert du récepteur de la TSH humaine recombinante
<b>Calibrateur 1 - 5 CAL</b> 5 x 1.0 mL	Dilutions colorées de sérum humain (prêtes à l'emploi ; contiennent de l'azide de sodium) Les activités des anticorps sont indiquées sur le certificat de contrôle de la qualité.
<b>Contrôle positif P CONTROL   +</b> 1 x 1.0 mL	Dilution colorée de sérum humain (prête à l'emploi ; contient de l'azide de sodium) L'activité de l'anticorps est indiquée sur le certificat de contrôle de qualité.
<b>Tampon d'incubation H START</b> 1 x 15 mL	Solution (prête à l'emploi ; contient de l'azide de sodium et du ProClin 950)
<b>Anticorps TSH-R biotine G TRA-Biotin</b> 1 x 15 mL	Dilution de l'anticorps biotinylé du récepteur de la TSH (prêt à l'emploi ; contient du ProClin 950)
<b>Streptavidine-peroxydase (SA-POD) D CONJ</b> 1 x 0.75 mL	Streptavidine concentrée conjuguée à la peroxydase de rairoot (20x)
<b>Diluant pour SA-POD J BUF D</b> 1 x 15 mL	Solution (prête à l'emploi ; contient ProClin 950)
<b>Tampon de lavage B WASHB</b> 1 x 100 mL	Solution concentrée (10x ; contient ProClin 950)
<b>Substrat E SUB</b> 1 x 15 mL	3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine (prêt à l'emploi)
<b>Solution d'arrêt F STOP</b> 1 x 15 mL	Acide sulfurique 0,25 M (prêt à l'emploi)
<b>Feuille adhésive</b> 2 pièces	-
<b>Certificat QC</b> 1 pièce	-
<b>Mode d'emploi</b> 1 pièce	-

### 5 Matériel requis mais non fourni

- Matériel de laboratoire courant
- Pipettes de précision (5 - 1000 µL), pipettes multi-canaux (100 - 1000 µL) et embouts de pipette jetables
- Cylindres gradués (100 - 1000 ml)
- Mélangeur vortex ou autres rotateurs.
- Agitateur de plaques de microtitration
- Laveur de plaques de microtitration ou peigne de lavage

- Lecteur de plaques de microtitration avec filtres optiques pour 450 nm et 620 nm ou 690 nm
- Papier absorbant ou essuie-tout
- Eau distillée ou désionisée.

## 6 Stockage et stabilité

Dès réception, tous les composants du test doivent être conservés entre 2 °C et 8 °C, de préférence dans la boîte d'origine du kit. S'ils sont conservés correctement dans leur emballage d'origine, tous les composants sont stables jusqu'à leur date de péremption.

## 7 Informations générales

Ce produit est destiné à un usage de diagnostic *in vitro* uniquement. Le mode d'emploi doit être lu attentivement avant l'utilisation. Elles ne sont valables que pour le présent produit avec la composition donnée et doivent être strictement suivies pour garantir des résultats de test fiables. Toute déviation peut entraîner des résultats de test erronés. Les composants ne doivent pas être remplacés par des réactifs de test de lots différents ou d'autres fabricants.

La contamination des réactifs doit être évitée par l'utilisation de techniques aseptiques lors du retrait des aliquotes des flacons. Après utilisation, les flacons de réactifs doivent être fermés hermétiquement avec leurs bouchons correspondants. La contamination croisée des échantillons ou des réactifs peut entraîner des résultats de test incohérents et doit être évitée par l'utilisation de techniques de pipetage cohérentes.

L'exposition des réactifs à une forte lumière doit être évitée tout au long de la procédure de test et du stockage.

Un lavage insuffisant entraînera une mauvaise précision et des signaux de mesure élevés. Après chaque étape de lavage, tout fluide résiduel doit être complètement éliminé.

## 8 Préparation

### 8.1 Préparation des réactifs

Tous les composants, y compris la plaque de microtitration, doivent être portés à température ambiante (RT : 18 °C à 25 °C) pendant au moins 30 minutes avant utilisation. Tous les composants liquides doivent être mélangés délicatement pour assurer leur homogénéité.

#### 8.1.1 Plaque de microtitration

La plaque de microtitration est scellée dans un sac en aluminium. Les bandes de test non utilisées doivent toujours être conservées au réfrigérateur et protégées de l'humidité par le dessicateur dans le sac en aluminium correctement fermé. Soigneusement refermées, les bandes de test peuvent être utilisées pendant 8 semaines après ouverture.

#### 8.1.2 Calibrateurs

Les calibrateurs sont prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués davantage. Les calibrateurs doivent être utilisés lors de chaque essai.

#### 8.1.3 Contrôles

Le contrôle positif est prêt à l'emploi et ne doit plus être dilué. Les contrôles doivent être utilisés dans chaque cycle de test. Les laboratoires peuvent également valider leurs propres échantillons de contrôle et les utiliser à la place.

#### 8.1.4 Tampon d'incubation

Le tampon d'incubation est prêt à l'emploi.

#### 8.1.5 Anticorps TSH-R biotine

La solution de l'anticorps biotinylé contre le récepteur de la TSH est prête à l'emploi.

#### 8.1.6 Streptavidine-peroxydase (D) et diluant (G)

Une quantité suffisante de solution de streptavidine-peroxydase doit être préparée en diluant le concentré SA-POD (D) 1 + 20 (par exemple, 0,5 ml de concentré SA-POD avec 10,0 ml de diluant pour SA-POD (G)). La solution SA-POD préparée est stable jusqu'à 4 semaines entre 2 °C et 8 °C.

#### 8.1.7 Tampon de lavage

Le tampon de lavage est concentré et doit être dilué au 1:10 avec de l'eau distillée avant utilisation (par exemple 100 mL + 900 mL). Une quantité suffisante de solution de lavage doit être préparée. La solution de lavage diluée peut être conservée entre 2 °C et 8 °C jusqu'à 30 jours.

#### 8.1.8 Substrat

Le substrat est prêt à l'emploi. L'exposition de la solution de substrat à une lumière forte doit être évitée.

#### 8.1.9 Solution d'arrêt

La solution d'arrêt est prête à l'emploi.

## 8.2 Préparation des échantillons

### 8.2.1 Matériel d'échantillonage

L'utilisation de sérum fraîchement collecté à partir de sang prélevé par ponction veineuse est recommandée. L'utilisation d'échantillons ictériques, lipémiques, hémolytiques ou contaminés par des bactéries doit être évitée. Les substances insolubles doivent être éliminées de l'échantillon par centrifugation. Les échantillons ne doivent pas être inactivés thermiquement.

### 8.2.2 Stockage des échantillons

Les échantillons peuvent être conservés entre 2 °C et 8 °C jusqu'à trois jours. Le stockage à long terme nécessite -20 °C. Il faut éviter les congélations et décongélations répétées. Pour un usage multiple, les échantillons doivent être aliquotés et conservés à -20 °C.

## 9 Performance des tests

### 9.1 Schéma de pipetage

Le schéma de pipetage suivant est recommandé :

	1	2	3	4
A	CAL 1	Echantillon 3		
B	CAL 2	Echantillon 4		
C	CAL 3	Echantillon 5		
D	CAL 4		...	
E	CAL 5		...	
F	P		...	
G	Echantillon 1		...	
H	Echantillon 2		...	

### 9.2 Procédure

Il convient de respecter les durées et les températures d'incubation indiquées et d'éviter les décalages temporels importants lors du pipetage des échantillons et des réactifs. La plaque de microtitration doit être secouée brièvement après l'ajout des réactifs.

Étape	Description
1. Addition du tampon d'incubation	Ajouter 100 µl de tampon d'incubation prêt à l'emploi par puits.
2. Ajout des calibrateurs, des contrôles et des échantillons	Ajoutez 100 µL de calibrateurs, de contrôles et d'échantillons non dilués prêts à l'emploi par puits et agitez brièvement la plaque.

3. Incubation	Couvrir la plaque et incuber pendant 120 minutes à température ambiante tout en agitant à 500 tours par minute sur un agitateur de plaque.
4. Cycle de lavage	Aspirez la solution et lavez 3 fois avec 300 µL de solution de lavage avec un temps de trempage d'au moins 5 secondes à chaque fois ; séchez en tapant la plaque de microtitration sur une serviette en papier pour éliminer toute gouttelette résiduelle.
5. Addition du réactif de départ	Ajouter 100 µl de TRA-biotine dans chaque puits.
6. Incubation	Couvrir la plaque et incuber pendant 20 min. à RT
7. Cycle de lavage	Aspirez la solution et lavez 3 fois avec 300 µL de solution de lavage avec un temps de trempage d'au moins 5 secondes à chaque fois ; séchez en tapant la plaque de microtitration sur une serviette en papier pour éliminer toute gouttelette résiduelle.
8. Addition du conjugué	Ajouter 100 µl de SA-POD dilué (préparé à partir de D et J) dans chaque puits.
9. Incubation	Couvrir la plaque et incuber pendant 20 min. à RT
10. Cycle de lavage	Aspirez la solution et lavez 3 fois avec 300 µL de solution de lavage avec un temps de trempage d'au moins 5 secondes à chaque fois ; séchez en tapant la plaque de microtitration sur une serviette en papier pour éliminer toute gouttelette résiduelle.
11. Ajout du substrat	Ajouter 100 µl de substrat prêt à l'emploi dans chaque puits.
12. Incubation	Couvrir la plaque et incuber pendant 20 min. dans l'obscurité à RT
13. Ajout de la solution d'arrêt	Ajouter 50 µl de solution d'arrêt prêt à l'emploi dans chaque puits.
14. Analyse	Lire la densité optique (DO) à 450 nm par rapport à 620 ou 690 nm dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt de la réaction.

### 9.3 Automatisation

Le traitement automatisé des immuno-essais doit être effectué de manière analogue à l'utilisation manuelle et validé par l'utilisateur.

## 10 Évaluation des tests

### 10.1 Traçabilité métrologique

L'essai immunologique est calibré en utilisant la norme internationale de l'OMS NIBSC code 08/204. Les résultats quantitatifs sont exprimés en UI/L.

### 10.2 Évaluation quantitative

Pour générer une courbe standard, les signaux optiques (densité optique, DO) des calibrateurs sont tracés en fonction de leurs activités d'anticorps et corrélés par un ajustement logistique à 4 paramètres (4 PL). Les activités d'anticorps d'échantillons inconnus peuvent être dérivées directement de leurs signaux optiques en utilisant la courbe standard générée.

### 10.3 Critères de validité

Les séries de tests ne sont valables que si les critères de validité suivants sont remplis :

- OD CAL 1 > CAL 2 > CAL 3 > CAL 4 > CAL 5
- OD CAL 1 > 1.2
- Le contrôle positif doit être évalué positif et présenter une activité d'anticorps dans la plage de validité indiquée sur le certificat de contrôle de qualité.

Si ces critères ne sont pas remplis, le test n'est pas valide et doit être répété.

### 10.4 Dépannage

En cas de test non valide, il convient de vérifier les dates de péremption et les conditions de stockage, les temps et les températures d'incubation, ainsi que l'étalonnage précis de tous les instruments utilisés. Si aucune raison d'un essai non valide n'a pu être identifiée, veuillez contacter le fournisseur ou le fabricant du produit.

### 10.5 Gammes de référence

Les plages de référence sont indiquées ci-dessous :

Interprétation	
Activité des anticorps < 1 UI/L	négatif
Activité des anticorps 1,0 - 1,5 UI/L	limite
Activité des anticorps > 1,5 UI/L	positif

En raison des différentes séroprévalences dans les différentes régions, chaque laboratoire doit vérifier les plages de référence par ses propres analyses et les adapter, si nécessaire.

### 10.6 Interprétation des résultats des tests

Un résultat positif indique la présence d'anticorps spécifiques. Un résultat négatif indique l'absence d'anticorps spécifiques, mais n'exclut pas la possibilité d'une réaction auto-immune. En cas de résultat limite, une évaluation fiable n'est pas possible.

### 10.7 Limites de la méthode

L'interprétation des résultats des tests doit toujours être considérée en combinaison avec le tableau clinique du patient. Le diagnostic ne doit pas être basé sur les résultats d'une seule méthode de diagnostic. Tous les résultats cliniques et de laboratoire doivent être évalués pour établir un diagnostic. Pour le confirmer, il convient de procéder à des examens complémentaires.

## 11 Caractéristiques de performance

### 11.1 Caractéristiques des performances analytiques

#### 11.1.1 Précision

La précision des résultats du test a été évaluée par la détermination de la variation intra- et inter-essais par l'analyse de multiples échantillons avec différentes activités d'anticorps.

	Précision intra-essai		Précision inter-essais	
	OD	CV (%)	OD	CV (%)
Echantillon 1	1.259	3.7	1.181	6.6
Echantillon 2	0.817	5.4	0.780	5.8
Echantillon 3	0.538	6.0	0.510	6.4

#### 11.1.2 Plage de mesure

Une exactitude, une justesse, une précision, une linéarité et une récupération fiables des résultats de test ont été observées dans la plage de mesure du test, de la LQ au calibrateur supérieur, dans des études complètes. Les échantillons dont les résultats de test sont supérieurs au calibrateur supérieur doivent être signalés comme étant >max. Les échantillons dont les résultats de test sont inférieurs au LoQ doivent être signalés comme <min. Si des résultats de test supérieurs au calibrateur supérieur sont observés, les échantillons peuvent être testés à une dilution supérieure. L'activité de l'anticorps qui en résulte doit être multipliée par le facteur de dilution supplémentaire.

## 11.2 Caractéristiques des performances de diagnostic

### 11.2.1 Sensibilité et spécificité du diagnostic

La sensibilité et la spécificité ont été évaluées par l'analyse d'échantillons de sérum provenant de 48 patients atteints de la maladie de Basedow et de 77 échantillons provenant de donneurs de sang non sélectionnés.

Performance diagnostique	
Sensibilité	95 %
Spécificité	99 %

## 12 Mises en garde et précautions

Ce produit est conçu exclusivement pour un usage de diagnostic *in vitro* par un personnel qualifié, autorisé et formé. Tous les composants du test et les échantillons humains doivent être manipulés avec précaution car ils sont potentiellement dangereux. Les bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et toutes les réglementations pertinentes doivent être respectées.

Si le produit est endommagé ou si les informations sur le produit, y compris l'étiquetage, sont fausses ou incorrectes, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Ce produit contient des préparations d'origine humaine et/ou animale. Tout matériel dérivé de fluides corporels humains ou d'organes utilisés pour la préparation des composants a été testé et trouvé négatif pour l'HBsAg (Hepatitis B-Virus-surface Antigen) et les anticorps anti-HIV et anti-HCV. Cependant, tous les composants et tous les échantillons de patients doivent être manipulés comme étant potentiellement dangereux, conformément aux lois nationales et aux directives appropriées sur la sécurité biologique.

Comme le produit contient des matériaux potentiellement dangereux, les précautions suivantes doivent être respectées : Ne pas fumer, manger ou boire pendant la manipulation du matériel du kit ou des échantillons. Éviter tout contact direct avec le matériel du kit ou les échantillons en portant des gants de protection, une blouse de laboratoire et des lunettes de sécurité. Ne jamais pipeter le matériel par la bouche. Essuyez rapidement les déversements et lavez soigneusement la surface concernée avec un décontaminant. Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Certains des réactifs contiennent du ProClin (< 1,0 %) comme conservateur, qui peut provoquer une sensibilisation de la peau (H317) et ne doit pas être avalé ou mis en contact avec la peau ou les muqueuses (P280, P333+P313).

Certains réactifs contiennent de l'azide de sodium (< 0,1 %) comme conservateur et ne doivent pas être avalés ou mis en contact avec la peau ou les muqueuses. La formation éventuelle d'azides de métaux lourds dans l'écoulement doit être évitée par un rinçage suffisant à l'eau.

Les informations de la fiche de données de sécurité sur les dangers possibles, les mesures de premiers secours, les mesures en cas de libération involontaire de grandes quantités, la manipulation et le stockage, les équipements de protection individuelle, les informations sur l'élimination ainsi que les informations sur la toxicologie doivent être respectées.

Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## 13 Élimination

Pour la décontamination et l'élimination, les recommandations du CDC ainsi que les directives et réglementations environnementales locales et nationales pertinentes doivent être respectées. Les échantillons, les matériaux potentiellement contaminés et les déchets infectieux doivent être décontaminés, par exemple par autoclavage pendant 20 minutes à 121 °C.

## 14 Références

- Kakinuma A, Morimoto I, Kuroda T, Fujihira T, Eto S, McLachlan SM, and Rapoport B. Comparison of recombinant human thyrotropin receptors versus porcine thyrotropin receptors in the thyrotropin binding inhibition assay for thyrotropin receptor autoantibodies. *Thyroid* 1999, 9, 849 – 55.
- Kamijo K. TSH-receptor antibody measurement in patients with various thyrotoxicosis and Hashimoto's Thyroiditis: a comparison of two two-step assays, coated plate ELISA using porcine TSH-receptor and coated tube radioassay using human recombinant TSH-receptor. *Endocrine J.* 2003, 50, 113 – 6.
- Roggenbuck JJ, Veiczi M, Conrad K, Schierack P, Wunderlich G, Kotzerke J, Roggenbuck D, Zöphel K. A novel third-generation TSH receptor antibody (TRAb) enzyme-linked immunosorbent assay based on a murine monoclonal TSH receptor-binding antibody. *Immunol Res.* 2018, 66, 768 – 76.

### Symboles

	Fabricant
	Distributeur
	Marquage de conformité CE
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Numéro de catalogue
	Identifiant unique du dispositif
	Code du lot
	Limite de température
	Date limite d'utilisation
	Consultez le mode d'emploi
	Contient des éléments suffisants pour <n>tests
	Ne pas réutiliser
	Attention
	Avertissement
	Risque biologique
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Plaque de microtitration
	Calibrateurs
	Contrôle
	Complexe de biotine
	Tampon d'incubation
	Diluant pour le réactif de départ
	Conjugué
	Diluant pour le conjugué
	Tampon de lavage
	Substrat
	Solution d'arrêt

## 15 Changements

Modifications du mode d'emploi actuel	
Version actuelle	003/03.2023
Résumé des changements	Modifications éditoriales; contrôle négatif retiré des sections 8.1.3, 10.3 et 15.